

Modalités de nettoyage des armoires à pharmacie sécurisée Pyxis™

1.	Utiliser le produit suivant pour le nettoyage des surfaces et de l'intérieur des cubies, selon les recommandations de l'Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi) du CHUV (version octobre 2025) : a. B.BRAUN MEDICAL AG - Lingette Meliseptol Wipes XL sensitive 24x30cm 42pces - N° E-PROC : 798374 
2.	Retourner les médicaments dans l'emplacement en respectant le principe « <i>First expired, First out</i> ».
3.	Refermer l'emplacement.