



SOIN DE BOUCHE

Formule pour 100 ml :

SOLUTION SOIN DE BOUCHE		FONCTION THERAPEUTIQUE
Sodium bicarbonate	0.7 g	Diminution de l'acidité de la salive
Sodium chlorure	0.45 g	Humidification de la muqueuse
Aromatisant (banane)	0.125 ml	Amélioration du goût
Eau stérile	ad 100 ml	

Mode opératoire :

- Peser le sodium bicarbonate et le sodium chlorure et les dissoudre dans un béccher avec 2/3 d'eau stérile.
- Ajouter l'aromatisant.
- Compléter à 100 ml avec l'eau stérile.
- Distribuer dans le flacon.

Expiration : 2 semaines. Après ouverture, utiliser dans les 24 heures.

Conditionnement : Flacon Veral 100 ml.

Stockage : Frigo (2-8°C).

Posologie : 1 cuillère à soupe (15 ml) 4 à 6 fois par jour (non dilué), gargariser et cracher.

Références : Kaestli LZ et al. Recommandation des HUG, Les soins de bouche. Journal Suisse de Pharmacie 2004, n°22: 835-837.

Manuel pratique du pharmacien. Délai d'utilisation des préparations de récepture, 2006; p 291.

A l'attention du pharmacien :

Si souhaité, le produit peut être commandé chez Apotheke Bichsel AG, 3800 Interlaken, Tél. 033 827 80 00.

La solution de Bichsel est stérile (prévu pour les patients immunosupprimés). Elle a remplacé les "Soins de bouche à la Mycostatine". Elle se conserve à température ambiante. Après ouverture, elle doit être utilisée dans les 24 heures. Le volume de 100 ml correspond en général à la quantité nécessaire pour effectuer des soins durant 24 heures.